

様々なお客様のお悩みを解決します

SUS製のスプーンは
滅菌や管理が大変

洗浄バリデーションの管理が
きびしくなってきた

クロスコンタミの
リスクを回避したい

高活性や無菌製品の原材を
扱う時に使えたら…

FDA適合材質を使用した
製品が良い

海外製は納期や品質が心配
証明書があるかわからない

スプーンの形状が悪く
使いにくい


そのまま天秤におけたら便利なのに…
採取量もある程度わかりたい

使い捨てだとコストが
気になる



滅菌スコップ Pスコップ®

滅菌スプーン Pスプーン®

内側の全周に
目盛り付きで
簡単計量



底が平らなので
自立可能な
平底設計



瓶の口にも
入れやすい
先端スリムヘッド



●仕様

材質	ポリプロピレン (FDA適合)
滅菌	電子線滅菌
包装	2重個包装
採取量	1mL・5mL・10mL・ 20mL・100mL

●Pスコップ®

型式	採取量	全長寸法 (mm)	入数	標準価格
MYK-MSK-100-50	100mL	205	50個/箱	¥20,000

●Pスプーン®

型式	採取量	全長寸法 (mm)	入数	標準価格
MYK-MS-01-100	1mL	17×157	100個/箱	¥22,000
MYK-MS-05-100	5mL	25×185	100個/箱	¥22,000
MYK-MS-10-100	10mL	30×185	100個/箱	¥22,500
MYK-MS-20-100	20mL	35×208	100個/箱	¥22,500

■製造販売元

 株式会社 **ヤマオカ**

〒531-0071 大阪府大阪市北区中津5丁目7番20号

TEL. 06-6458-3382 FAX. 06-6458-3390

office@k-k-yamaoka.co.jp

<https://www.k-k-yamaoka.co.jp>

■お問い合わせ先